



Objet : Choix des écouvillons à utiliser pour un prélèvement microbiologique

Nature du prélèvement	Site du prélèvement	Ecouvillon	Milieu de transport spécifique
Bactério « standard »	- Prél. cutané : plaie, ulcère, peau... - O.R.L. (dont Strepto A rapide gorge) - Prél génital femme - PV dont rech simple strepto B rapide -BMR rectal et nasal	E SWAB bouchon rose	---
	- Prél. oculaire - Prél.génital homme	E SWAB bouchon orange	---
Mycoplasmes	Prél. génital	Ecouvillon sec (bouchon bleu) ou 2 ^{ème} écouvillon Chlamydia	Milieu Mycoplasma R1 (abri lumière / 2-8°C)
Virus grippe A ou B (test rapide)	Prélèvement nasal	E SWAB bouchon orange	Milieu M4RT rose
Coqueluche		Kit Biomnis	Kit Biomnis spécifique
Chlamydiae	Prél génital femme * Chez l'homme : privilégier les urines	Kit Chlamydiae	Milieu Chlamydia (bouchon jaune)
	Prél. oculaire		
Virus : herpès, varicelle/zona	Vésicules ou muqueuses	Ecouvillon sec (bouchon bleu)	Milieu M4RT rose
Mycologie Candida (ou autres levures)	Toutes localisations	E SWAB bouchon rose	----
Mycologie Dermatophytes	Toutes localisations	Boite de pétri + scotch test (transparent) si lésion peu squameuse	